

超音波診断装置精度管理点検表(日常点検)

年 月

装置名:

型式:

製造番号:

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
・電源投入前																																			
本体	キヤスタ固定																																		
	電源/心電ケーブル外れ、亀裂、アース接地など																																		
プローブ	傷、汚れ、ピン折れ、ケーブルの絡みなど																																		
記録装置/システム	プリンター/ゲル補充																																		
	LANケーブル接続																																		
・電源投入後																																			
本体	装置作動状況																																		
	内臓時計設定																																		
	スイッチ、パネル、トラックボールなどの動作																																		
モニター	コントラスト(数値)																																		
	ブライトネス(数値)																																		
プローブ	画面ノイズや欠け																																		
	(プローブ型式)																																		
	プローブ異常高熱																																		
周辺機器	ゼリーウォーマー スイッチ・異常加熱																																		
記録装置/システム	プリンター起動状況																																		
	ネットワーク転送確認																																		
・装置使用后																																			
本体	装置・タッチパネル・モニター画面汚れ																																		
記録装置/システム	バックアップ																																		
サイン	実施者																																		
	確認者																																		

備考欄

超音波診断装置精度管理点検表(日常点検:画像点検)

装置名:

型式:

製造番号:

<p>月 日()</p> <p>写真貼付</p>	<p>月 日()</p> <p>写真貼付</p>
<p>月 日()</p> <p>写真貼付</p>	<p>月 日()</p> <p>写真貼付</p>
<p>月 日()</p> <p>写真貼付</p>	<p>月 日()</p> <p>写真貼付</p>

超音波診断装置精度管理点検表(週次点検)

年

装置名:

型式:

製造番号:

点検項目		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
本体/ プローブ	装置清掃															
	プローブホルダ清掃															
	装置やモニター 固定状況確認															
記録装置/ システム	白黒プリンター記録状態															
	カラープリンター記録状態															
サイン	実施者															
	確認者															

装置名:

型式:

製造番号:

点検項目		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
本体/ プローブ	装置清掃															
	プローブホルダ清掃															
	装置やモニター 固定状況確認															
記録装置/ システム	白黒プリンター記録状態															
	カラープリンター記録状態															
サイン	実施者															
	確認者															

装置名:

型式:

製造番号:

点検項目		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
本体/ プローブ	装置清掃															
	プローブホルダ清掃															
	装置やモニター 固定状況確認															
記録装置/ システム	白黒プリンター記録状態															
	カラープリンター記録状態															
サイン	実施者															
	確認者															

備考欄

チェック記号 ✓ : 正常 : 調整 : 修理 × : 交換 : その他

超音波診断装置精度管理点検表(月次点検)

年

装置名:

型式:

製造番号:

点検項目		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
本体/ プローブ	装置排気口フィルターの 清掃												
	装置本体清掃												
記録装置/ システム	白黒プリンター ヘッドクリーニング												
	カラープリンター ヘッドクリーニング												
サイン	実施者												
	確認者												

装置名:

型式:

製造番号:

点検項目		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
本体/ プローブ	装置排気口フィルターの 清掃												
	装置本体清掃												
記録装置/ システム	白黒プリンター ヘッドクリーニング												
	カラープリンター ヘッドクリーニング												
サイン	実施者												
	確認者												

装置名:

型式:

製造番号:

点検項目		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
本体/ プローブ	装置排気口フィルターの 清掃												
	装置本体清掃												
記録装置/ システム	白黒プリンター ヘッドクリーニング												
	カラープリンター ヘッドクリーニング												
サイン	実施者												
	確認者												

備考欄

チェック記号 ✓ : 正常 : 調整 : 修理 × : 交換 : その他

超音波診断装置精度管理点検表(年次点検)

(主に装置メーカーに依頼)

装置名:

型式:

製造番号:

点検項目		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
本体/ プローブ	装置安全性試験(設置インピーダンス、漏れ電流試験など)												
	性能試験												
	トラックボール清掃												
	経食道プローブ漏れ電流試験												
サイン	実施者												
	確認者												

装置名:

型式:

製造番号:

点検項目		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
本体/ プローブ	装置安全性試験(設置インピーダンス、漏れ電流試験など)												
	性能試験												
	トラックボール清掃												
	経食道プローブ漏れ電流試験												
サイン	実施者												
	確認者												

装置名:

型式:

製造番号:

点検項目		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
本体/ プローブ	装置安全性試験(設置インピーダンス、漏れ電流試験など)												
	性能試験												
	トラックボール清掃												
	経食道プローブ漏れ電流試験												
サイン	実施者												
	確認者												

備考欄

チェック記号 ◯ : 正常 △ : 調整 □ : 修理 × : 交換 ○ : その他

超音波診断装置精度管理点検表(購入時点検)

実施日:

装置名:

型式:

製造番号:

点検項目		チェック欄
本体 / プローブ	電源容量、電圧確認	
	使用環境(傾斜、振動、衝撃、冬期の結露など)	
	アース接地(延長ケーブルを使用していない)	
	スイッチ・タッチパネルなどの作動状況	
	モニター画面調整	
	設定	
	設定のバックアップ	
	画像調整	
	導入時画像データ(ファントム評価記録)	
記録 システム /	白黒/カラープリンター調整	
	VTR/DVD動作確認	
	LANケーブル接続・動作確認	
サイン	実施者	
	確認者	

備考欄

チェック記号 ◯ : 正常 △ : 調整 □ : 修理 × : 交換 ○ : その他